


技术规格说明书

品名	APS-5 (4-氯苯巯基) (10-甲基-9,10-二氢吡啶亚甲基) 磷酸二钠盐		
别名	APS-5		
CAS 号	193884-53-6	EC 号	
分子式	$C_{21}H_{15}ClNNa_2O_4PS$	分子量	489.819
含量	98.0%	外观	白色至淡黄色固体
pH 范围		货号	Y0361
结构式			
描述	APS-5 是一种基于 9,10-二氢吡啶的化学发光底物。主要用于 ELISA 检测 AP 与碱性磷酸酶的结合物；APS-5 氢吡啶结构中的 9,10-在 AP 的作用下可以连续、稳定、高效地发光。APS-5 非常适用于磷酸酶活性溶液测定和磷酸酶酶联免疫测定。		
应用	化学发光底物。		
包装规格	500g/瓶, 1kg/瓶, 25kg/桶 可定制包装尺寸		
储存	-20℃ 保存		
复验期	2 年		

分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES	技术指标 STANDARD
外观 Appearance	白色至淡黄色固体 White to light yellow solid
含量 Assay, %	≥98.0

