


技术规格说明书

品名	对甲苯胺蓝 (BCIP)		
别名	5-溴-4-氯-3-吡啶基磷酸酯对甲苯胺盐		
CAS 号	6578-06-9	EC 号	229-506-1
分子式	C ₁₅ H ₁₅ BrClN ₂ O ₄ P	分子量	433.621
含量	99.0%	外观	白色至浅黄色粉末
pH 范围		货号	D0016
结构式			
描述	BCIP (BCIP p-toluidine salt; X-phosphate p-toluidine salt) 是显色底物, 用于碱性磷酸酶活性的比色法检测。		
应用	碱性磷酸酶的组织化学底物。		
包装规格	500g/瓶, 1kg/瓶, 25kg/桶 可定制包装尺寸		
储存	-20℃ 储存		
复验期	2 年		

分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES	技术指标 STANDARD
外观 Appearance	白色至浅黄色粉末 White to light yellow powder
含量 (HPLC) Assay, %	≥99.0

溶解性 (0.1%, DMF) Solubility(0.1%, DMF)	无色至浅黄色溶液 Colorless to light yellow solution
水份 Water content, %	≤5.0