


### 技术规格说明书

品名	N, N' - 亚甲基双丙烯酰胺		
别名	甲叉双丙烯酰胺		
CAS 号	110-26-9	EC 号	203-750-9
分子式	C <sub>7</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	分子量	154.1665
含量	98.0%	外观	白色结晶粉末
pH 范围		货号	J0008
结构式			
描述	N-N' -亚甲基双丙烯酰胺为胺类有机物，作为化学试剂用途非常广泛。在纺织工业中用于生产增稠剂、粘合剂，在石油开采中用于生产堵漏剂，在皮革化工、印刷等诸多领域中也有较多应用，是市场上应用较多的一种质量稳定、纯度高、性能好的交联剂，属于丙烯酰胺类的增稠剂、粘合剂。		
应用	用作分离氨基酸的重要材料及光敏尼龙或光敏塑料的重要原料。		
包装规格	500g/瓶, 1kg/瓶, 25kg/桶 可定制包装尺寸		
储存	2-8° C		
复验期	2 年		

分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES	技术指标 STANDARD
外观 Appearance	白色结晶粉末 White crystalline powder
含量 Assay, %	≥98.0

铁离子(Fe <sup>3+</sup> ) Iron ion, ppm	≤40
电导率(2%水溶液) Conductivity(2% aq.), ms/cm	≤10
水份 Water Content, %	≤2.0
溶解性(1%水溶液) Solubility(1% aq.)	无色、澄清 clear, colorless solution