

## 技术规格说明书

品名	N-三(羟甲基)甲氨基-2-羟基丙磺酸 (TAPSO)		
别名	N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-amino-2-hydroxypropansulfonic acid		
CAS 号	68399-81-5	EC 号	269-993-8
分子式	C <sub>7</sub> H <sub>17</sub> NO <sub>7</sub> S	分子量	259.277
含量	99.0%	外观	白色晶体粉末
pH 范围		货号	T0024
结构式			
描述	N-三(羟甲基)甲氨酸-2-羟基丙磺酸可作为离子缓冲液使用,也可用作有机合成中间体和医药中间体,主要用于实验室研发过程和化工医药合成过程中。		
应用	生物缓冲剂		
包装规格	500g/瓶, 25kg/桶 可定制包装尺寸		
储存	常温		
复验期	2 年		