


技术规格说明书

品名	N,N-二(2-羟乙基)-2-氨基乙磺酸钠 (BES-Na)		
别名	N,N-双(2-羟乙基)-2-氨基乙磺酸 钠盐		
CAS 号	66992-27-6	EC 号	640-879-3
分子式	C ₆ H ₁₄ NNaO ₅ S	分子量	235.234
含量	99.0%	外观	白色结晶粉末
pH 范围		货号	E0776
结构式			
描述	为磺酸钠型醇类，可作为生化试剂和生物缓冲剂，在合成水性聚氨酯时，由于其磺酸盐基团具有较强的亲水性，分子中双羟基可以和异氰酸酯反应，反应温和可控，因此也可作为亲水性扩链剂。		
应用	生化试剂, 生物缓冲剂		
包装规格	100g/瓶, 500g/瓶, 25kg/桶 可定制包装尺寸		
储存	常温		
复验期	2 年		

分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES	技术指标 STANDARD
外观 Appearance	白色结晶 White crystals
含量 Assay, %	≥99.0

