


技术规格说明书

品名	2,2'-联喹啉-4,4'-二甲酸二钠		
别名	2,2'-Biquinoline-4,4-dicarboxylic acid disodium salt		
CAS 号	979-88-4	EC 号	629-761-2
分子式	C ₂₀ H ₁₀ N ₂ Na ₂ O ₄	分子量	388.2839
含量	98.0%	外观	类白色至淡黄色粉末
pH 范围		货号	L0006
结构式			
描述	2,2-联喹啉-4,4-二羧酸二钠属于羧酸类衍生物，可用作医药中间体，也可用于测定蛋白质的浓度。		
应用	一种用于蛋白质检测的试剂。		
包装规格	500g/瓶, 1kg/瓶, 25kg/桶 可定制包装尺寸		
储存	2-8℃冷藏		
复验期	2 年		

分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES	技术指标 STANDARD
外观 Appearance	类白色至淡黄色粉末 Pale white to light yellow powder
含量 (HPLC) Assay, %	≥98.0

溶解性 (0.5%碳酸氢钠) Solubility (0.5% sodium bicarbonate)	无色至浅黄色溶液 Clear to slightly hazy colorless to light yellow solution
水份 Water content, %	9.0~16.0