


技术规格说明书

品名	N-乙基-N-(2-羟基-3-磺丙基)-3-甲基苯胺钠盐		
别名	T00S		
CAS 号	82692-93-1	EC 号	617-377-8
分子式	$C_{12}H_{18}NNaO_4S$	分子量	295.33
含量	99.0%	外观	白色结晶粉末
pH 范围	6.0-9.5	货号	Y0030
结构式			
描述	T00S 是高度溶于水的苯胺衍生物，广泛用于诊断和生化实验。		
应用	可应用于酶光度法测定过氧化氢的水溶性试剂，广泛用于诊断检测和生化实验。		
包装规格	500g/瓶, 1kg/瓶, 25kg/桶 可定制包装尺寸		
储存	2-8℃冷藏，避光		
复验期	2 年		

分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES	技术指标 STANDARD
外观 Appearance	白色结晶粉末 White crystalline powder
含量 Assay, %	≥99.0

溶解性(5%水溶液) Solubility(5% aq.)	无色、澄清 Clear, colorless solution
pH(5%水溶液) pH(5% aq.)	6.0-9.5
干燥失重 Loss on drying, %	≤10.9
重金属 Heavy Metals , ppm	≤5