


技术规格说明书

品名	3-羟基-2,4,6-三碘苯甲酸 (HTBA)		
别名	3-羟基-2,4,6-三碘苯甲酸		
CAS 号	53279-72-4	EC 号	258-457-9
分子式	C ₇ H ₃ I ₃ O ₃	分子量	515.8103
含量	97.0 %	外观	类白色至黄色粉末
pH 范围		货号	Q0065
结构式			
描述	HTBA (3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid) 是类白色到黄色粉末。		
应用	3-羟基-2,4,6-三碘苯甲酸可作为诊断试剂		
包装规格	500g/瓶, 1kg/瓶, 25kg/桶 可定制包装尺寸		
储存	2-8℃, 避光		
复验期	2 年		

分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES	技术指标 STANDARD
外观 Appearance	类白色至黄色粉末 Off-white to yellow powder
含量 (HPLC) Assay, %	≥97.0

熔点 MP, °C	211.0-215.0
--------------	-------------