


### 技术规格说明书

<b>品名</b>	S-碘化硫代丁酰胆碱		
<b>别名</b>	S-碘化丁酰硫代胆碱		
<b>CAS 号</b>	1866-16-6	<b>EC 号</b>	217-475-7
<b>分子式</b>	C <sub>9</sub> H <sub>20</sub> NOS	<b>分子量</b>	317.231
<b>含量</b>	98.0	<b>外观</b>	白色结晶粉末
<b>pH 范围</b>	4.0-7.0	<b>货号</b>	D0035
<b>结构式</b>			
<b>描述</b>	(丙基碳酰基硫乙基)三甲基碘化铵是一个常用的医用试剂，主要应用于血浆中假性胆碱酯酶的测定。		
<b>应用</b>	测定胆碱酯酶的底物。		
<b>包装规格</b>	500g/瓶, 1kg/瓶, 25kg/桶 可定制包装尺寸		
<b>储存/运输</b>	-20℃密封, 避光, 防潮		
<b>复验期</b>	2 年		

分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES	技术指标 STANDARD
外观 Appearance	白色结晶粉末 White crystalline powder
含量 Assay,%	≥98.0
溶解性(0.1 M 水溶液) Solubility(0.1 M aqueous)	澄清、透明 Clear, colorless solution
PH(5%水溶液) PH(5% aq.)	4.0-7.0