

技术规格说明书

品名	YK-300 防腐剂		
别名			
CAS 号		EC 号	
分子式		分子量	
含量	99.5%	外观	无色透明液体
pH 范围		货号	F0364
结构式			
描述	YK-300 防腐剂是一款新型广谱、高效、低毒、环保型防腐剂, 不抑制酶的活性, 不影响对抗体的结合, 是一种理想的可替代硫柳汞、叠氮化钠等防腐剂的产品, 已在 ALT、AST、m-AST、GGT、ALB、UA、CHOL、TRIG、HBDH、GLU-OX、AMY、UREA、TBA、5' NT、免疫 5 项等项目上验证。		
应用	体外诊断试剂的抑菌剂, 已在 ALT、AST、m-AST、GGT、ALB、UA、CHOL、TRIG、HBDH、GLU-OX、AMY、UREA、TBA、5' NT、免疫 5 项等项目上验证。		
包装规格	500ML/瓶, 1L/瓶, 5L/瓶, 10L/瓶, 25L/桶 可定制包装尺寸		
储存	常温		
复验期	2 年		

分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES	技术指标 STANDARD
外观 Appearance	无色透明液体 Colorless clear liquid
含量 Assay,%	≥99.5
水份 Water Content,%	≤0.5
色度 Chroma	≤10