


### 技术规格说明书

品名	5',5''-二硝基-3',3''-二碘-3,4,5,6-四溴苯酚磺酞 (DIDNTB)		
别名	5',5''-Dinitro-3',3''-diiodo-3,4,5,6-tetrabromophenol-sulfonephthalein		
CAS 号	145551-16-2	EC 号	
分子式	C <sub>19</sub> H <sub>6</sub> Br <sub>4</sub> I <sub>2</sub> N <sub>2</sub> O <sub>9</sub> S	分子量	1011.749
含量	95.0%	外观	黄色至红棕色粉末
pH 范围		货号	X0081
结构式			
描述	DIDNTB, 属于三苯甲烷类染料, 作为尿液白蛋白的检测试剂, 用于临床早期肾病的诊断。		
应用	用于尿试纸条的。测微量白蛋白用显色剂。		
包装规格	500g/瓶, 1kg/瓶, 25kg/桶 可定制包装尺寸		
储存	2-8°C		
复验期	2 年		

分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES	技术指标 STANDARD
外观 Appearance	黄色至红棕色粉末 Yellow to red brown powder
含量 Assay, %	≥95.0