


技术规格说明书

品名	2,4-二氯偶氮苯四氟硼酸盐		
别名	2,4-Dichlorobenzenediazonium tetrafluoroborate		
CAS 号	21872-70-8	EC 号	
分子式	$C_6H_3Cl_2F_4N_2$	分子量	260.812
含量	98.0%	外观	白色至微红色结晶粉末
pH 范围		货号	E0201
结构式			
描述	该产品属于重氮化合物，可与胆红素反应，生成偶氮胆红素，此法用于尿常规分析，检测胆红素，灵敏度高。		
应用	用于尿试纸。		
包装规格	500g/瓶, 1kg/瓶, 25kg/桶 可定制包装尺寸		
储存	常温		
复验期	2 年		

分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES	技术指标 STANDARD
外观 Appearance	白色至微红色结晶粉末 White to slightly red crystalline powder
含量 Assay, %	≥98.0