

版本: 1.0  
最初编制日期: 2023.02.23  
网址: www.yacoo.com.cn  
邮箱: sales@yacoo.com.cn

## 化学品牛血清白蛋白安全技术说明书

### 第 1 部分: 化学品及企业标识

产品名称: 牛血清白蛋白  
公司: 苏州亚科科技股份有限公司  
地址: 苏州工业园区方洲路 128 号  
电话: 0512-87182055  
传真: 0512-87182056

### 第 2 部分: 危险性概述

#### 紧急情况概述

吸入之后:新鲜空气. 在皮肤接触的情况下: 立即除去/脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。眼睛接触之后:以大量清水洗去., 取下隐形眼镜。 吞食之后:立即饮水(最多 2 杯). 如感不适, 请就医. 不可燃。 周围火源可能引发释放危害性蒸气. 可能与之发生剧烈反应: 一般认为易与水发生反应.

#### 2.1 GHS 危险性类别

非危险物质或混合物。

#### 2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

非危险物质或混合物。

#### 2.3 物理和化学危险

目前掌握信息, 没有物理或化学的危险性。

#### 2.4 健康危害

目前掌握信息, 没有健康危害。

#### 2.5 环境危害

目前掌握信息, 没有环境的危害。

#### 2.6 其它危害物 - 无

### 第 3 部分：成分/组成信息

物质/混合物: 混合物

#### 3.2 混合物

俗名: BSA solution

根据相应法规, 无需披露具体组份。

### 第 4 部分：急救措施

#### 4.1 必要的急救措施描述

吸入

吸入之后:新鲜空气.

皮肤接触

在皮肤接触的情况下: 立即除去/脱掉所有沾污的衣物。 用水清洗皮肤/淋浴。

眼睛接触

眼睛接触之后:以大量清水洗去。 取下隐形眼镜。

食入

吞食之后:立即饮水(最多 2 杯)。 如感不适, 请就医。

#### 4.2 最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签 (参见章节 2.2) 和/或章节 11 中介绍

#### 4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

#### 4.4 对医生的特别提示

无数据资料

### 第 5 部分：消防措施

#### 5.1 灭火介质

灭火方法及灭火剂

根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。

不合适的灭火剂

对于本物质/混合物, 未规定对灭火剂的限制。

## 5.2 源于此物质或混合物的特别的危害产品

分解后性质不明

不可燃。

周围火源可能引发释放危害性蒸气。

## 5.3 灭火注意事项及保护措施

在着火情况下，佩戴自给式呼吸器。

防止消防水污染地表和地下水系统。

## 第 6 部分：泄露应急处理

### 6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

对非应急人员的建议 不要吸入蒸气、气溶胶。 疏散危险区域，遵守应急程序，征求专家意见。

有关个人防护,请看第 8 部分。

### 6.2 环境保护措施

不要让产品进入下水道。

### 6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

盖住下水道。收集、围堵、抽出泄漏物。 遵守可能适用的材料限制(见 7 和 10 部分)。 以液体吸收材料(例如使用 Merck 之吸附剂 Chemisorb® )吸收, 并依化学废弃物处理。 清理受影响的区域。

### 6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第 13 节。

## 第 7 部分：操作处置与储存

### 7.1 安全操作的注意事项

有关预防措施，请参见章节 2.2。

### 7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

储存条件

紧闭。

贮存稳定性

建议的贮存温度 2 - 8 °C

VCI 储存等级

德国贮藏等级 (TRGS 510): 12: 非燃烧性液体

## 第 8 部分：接触控制/个体防护

### 8.1 控制参数

危害组成及职业接触限值

不含有职业接触限值的物质。

## 8.2 暴露控制

适当的技术控制

更换受污染衣物. 使用此物质后须洗手.

个体防护装备

眼面防护

请使用经官方标准如 NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

安全眼镜

皮肤保护

戴手套取 手套在使用前必须受检查。 请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品.使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理.请清洗并吹干双手  
所选择的保护手套必须符合法规 (EU)2016/425 和从它衍生出来的 EN 374 标准所给出的规格。

完全接触

材料: 丁腈橡胶

最小的层厚度 0.11 mm

溶剂渗透时间: 480 分钟

测试过的物质 Dermatrill® (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M)

飞溅保护

材料: 丁腈橡胶

最小的层厚度 0.11 mm

溶剂渗透时间: 480 分钟

测试过的物质 Dermatrill® (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M)

数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de,测试方法 EN374

如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用, 或在不同于 EN 374 规定的条件下应用, 请与 EC 批准的手套的供应商联系。 这个推荐只是建议性的,并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可. 这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准.

呼吸系统防护

无要求;除非有气溶胶生成。

环境暴露的控制

不要让产品进入下水道。

## 第 9 部分: 理化特性

### 9.1 基本的理化特性的信息

- a)物态 液体
- b)颜色 无数据资料
- c)气味 无数据资料
- d)熔点/凝固点 无数据资料
- e)初沸点和沸程 无数据资料
- f)易燃性(固体,气体) 无数据资料
- g)高的/低的燃烧性或爆炸性限度 无数据资料
- h)闪点 无数据资料
- i)自燃温度 未列入
- j)分解温度 无数据资料
- k)pH值 4.8 - 7.5 在 25 °C
- l)黏度 运动黏度: 无数据资料  
动力黏度: 无数据资料
- m)水溶性 可溶
- n)正辛醇/水分配系数 无数据资料
- o)蒸气压 无数据资料
- p)密度 无数据资料  
密度/相对密度 无数据资料
- q)蒸气密度 无数据资料
- r)粒子特性 无数据资料
- s)爆炸特性非爆炸物。
- t)氧化性 无

## 9.2 其他安全信息

无数据资料

## 第 10 部分: 稳定性和反应性

### 10.1 稳定性

本产品标准环境条件下 (室温)化学性质稳定。

### 10.2 危险反应

可能与之发生剧烈反应:  
一般认为易与水发生反应.

### 10.3 应避免的条件

无数据提供

### 10.4 禁配物

强氧化剂

## 10.5 危险的分解产物

当起火时:见第 5 节 灭火措施.

## 第 11 部分: 毒理学信息

### 11.1 毒理学影响的信息

混合物

急性毒性

经口: 无数据资料

吸入: 无数据资料

经皮: 无数据资料

皮肤腐蚀/刺激

无数据资料

严重眼睛损伤/眼刺激

无数据资料

呼吸或皮肤过敏

无数据资料

生殖细胞致突变性

无数据资料

致癌性

无数据资料

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (一次接触)

无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (反复接触)

无数据资料

吸入危害

无数据资料

## 11.2 附加说明

化学物质毒性作用登记: MT6446000

据我们所知, 此化学, 物理和毒性性质尚未经完整的研究。  
危害性质不能被排除, 但是在正确处理下应该不致发生。

## 第 12 部分: 生态学信息

### 12.1 生态毒性

混合物

无数据资料

### 12.2 持久性和降解性

无数据资料

### 12.3 生物蓄积潜力

无数据资料

### 12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

### 12.5 PBT 和 vPvB 的结果评价

由于化学品安全评估未要求/未开展, 因此 PBT/vPvB 评估不可用

### 12.6 内分泌干扰特性

无数据资料

### 12.7 其他环境有害作用

无数据资料

组分

## 第 13 部分: 废弃处置

### 13.1 废物处理方法产品

将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

## 第 14 部分: 运输信息

### 14.1 联合国编号 / UN number

欧洲陆运危规 / ADR/RID: - 国际海运危规 / IMDG: - 国际空运危规 / IATA-DGR: -

### 14.2 联合国运输名称 / UN proper shipping name

欧洲陆运危规: 非危险货物

ADR/RID: 非危险货物

国际海运危规: 非危险货物

IMDG: Not dangerous goods

国际空运危规: 非危险货物

IATA-DGR: Not dangerous goods

### 14.3 运输危险类别 / Transport hazard class(es)

欧洲陆运危规 / ADR/RID: - 国际海运危规 / IMDG: - 国际空运危规 / IATA-DGR: -

### 14.4 包裹组 / Packaging group

欧洲陆运危规 / ADR/RID: - 国际海运危规 / IMDG: - 国际空运危规 / IATA-DGR: -

### 14.5 环境危害 / Environmental hazards

ADR/RID 欧洲负责公路运输的机构/欧洲

国际海运危险货物规则 (IMDG)

负责铁路运输的机构: 否

海洋污染物 (是/否): 否

国际空运危规: 否

### 14.6 特殊防范措施 / Special precautions for user

#### 14.7 禁配物 / Incompatible materials

强氧化剂

其他信息 / Further information

根据运输法规, 未被分类为危险品。

## 第 15 部分: 法规信息

### 15.1 专门对此物质或混合物的安全, 健康和环境的规章 / 法规

#### 适用法规

其它的规定

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

## 第 16 部分: 其他信息

该 MSDS 基于我们能收集到的信息编制而成, 然而, 关于数据和对危害和毒性的评估不作保证。使用前, 请调查危害和毒性信息, 应该优先考虑使用该产品的组织、地区和国家的法律法规。考虑到安全问题, 产品应该购买后立即使用。一些新信息或修正会后续加上。如果该产品在远超出保质期时间使用或您有任何问题, 请和我们联系。所陈述的警告仅仅适用于正常使用情况。如果是特殊使用情况, 在普通安全措施外必须给予足够小心。应该注意到所有化学品都具有“未知的危害和毒性”, 在不同使用条件、储存条件下会差异很大。该产品



从开封到储存到废弃整个过程须由熟悉专业知识、有经验的操作人员使用或在专家指导下使用。基于每位使用者的个人责任必须建立安全的使用条件。